

**Aclaim®2 NASAL MASK
PATIENT INSTRUCTIONS FOR USE**

THE ACLAIM®2 NASAL MASK IS INTENDED FOR MULTIPLE PATIENT OR SINGLE PATIENT ADULT USE BY INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN DIAGNOSED BY A PHYSICIAN AS REQUIRING CPAP OR Bi-LEVEL VENTILATOR TREATMENT.

FITTING YOUR MASK

- Remove plastic cover from Silicone Seal (C).
- Holding your mask in one hand, spread the Headgear (K) with your free hand, just enough to fit comfortably over your head.
- Lightly hold the mask against your face, covering the nose, then slowly pull the Headgear over your head.
- Attach the Headgear to the Glider™ Strap (E). Pull the lower straps as low as possible down the back of your neck. Gently tighten straps to remove slack. Connect to the CPAP/Bi-Level machine set at prescribed pressure.
- Adjust the tension in each strap for comfort and to ensure there are no leaks.
- If necessary, tighten the lower straps to eliminate any leaks (avoid overtightening the straps).
- Use the Silicone Seal that provides the best fit for you. Small and Large are both provided with your mask.
- When you need to remove your mask, unhook the Headgear from the Glider™ Strap.

FITTING TIPS

- Forehead pads should rest gently on the forehead without top straps being pulled too tight.
- If there are any leaks after gently tightening the top and lower straps, pull the mask slightly out from the face while straps are still attached. This will allow Silicone Seal to inflate with air. Put the mask back onto the face.

CLEANING YOUR MASK

To ensure continuing safety and comfort from your Aclaim®2 Nasal Mask:

- BEFORE FIRST USE:**
 - Hand-wash the Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.
- BEFORE EACH USE:**
 - Inspect the mask for deterioration. Do not use if damaged.
 - Verify that the mask is not deteriorated. Ne utilize pas s'il est endommagé.
 - After each use:
- APRÈS CHAQUE UTILISATION :**
 - Wash all parts except the Foam Cushion (D), Headgear (K) and Diffuser (G) in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight. Wipe the Foam Cushion clean with a damp cloth or sponge and leave to dry.
 - The Diffuser (G) should not be washed or rinsed. Simply replace it with a new Diffuser if it becomes noisy or deteriorates. It should last two to three months. Small dots may appear on the Diffuser - these do not affect its performance. The Aclaim®2 Nasal Mask may be used with or without the Diffuser and Diffuser Cap (H).
 - EVERY 7 DAYS:**
 - Hand-wash the Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.
- CAUTIONS**
 - Do not soak the mask for longer than 10 minutes.
 - Do not wash the mask in the dishwasher.
 - Do not clean the mask with products containing alcohol, anti-bacterial agents, antiseptic, bleach, chlorine or moisturizer.
 - Do not store the mask in direct sunlight.

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life. If your Aclaim®2 Nasal Mask weakens or cracks, discontinue use and seek replacement immediately.

ASSEMBLING YOUR MASK

Your Aclaim®2 Nasal Mask is fully assembled and ready to use. However, when you need to clean your mask, use the following instructions for reassembly:

Refer to the diagram on the left.

- Place the Foam Cushion (D) into the Mask Base (A).
- Starting at the top of the mask, fit the Silicone Seal (C) over the Foam Cushion and onto the Mask Base, finishing at the bottom.
- Fit the small end of the Flexilite Assembly (B) onto the Mask Base.
- Fit the Diffuser (G) into the Diffuser Cap (H) and snap the assembly onto the Mask Base.
- Lay the Headgear (K) flat, with the loop side down. Position the assembled mask over the Headgear and attach the five straps to the corresponding slots in the Forehead Rest (I) and Glider™ Strap (E). Finally, secure the Flexilite Assembly with the tab attached to the top strap.

WARRANTY AND DISPOSAL

WARRANTY STATEMENT

Fisher & Paykel Healthcare warrants that the mask (excluding foams and material diffusers), when used in accordance with its instructions for use, shall be free from defects in workmanship and materials and will perform in accordance with Fisher & Paykel Healthcare's official published product specifications for a period of 90 days from the date of purchase by the end user. This warranty is subject to the limitations and exceptions set out in detail in <http://www.fphcare.com/osa/productwarranty.asp>

DISPOSAL

This device does not contain any hazardous substances and may be disposed of with general waste.

OXYGEN/PRESSURE PORT CONNECTOR

If pressure readings and/or additional oxygen are required, an Oxygen/Pressure Port Connector is available (Code 900HC452).

- Connect the large end of the Connector (T) to the Swivel (I) on the mask and the small end of the Connector to the main Breathing tube (R).
- Open the Port Cap (P) and place the pressure and/or oxygen tube (S) firmly over the Port (Q).

(The two ports are identical; either port may be used for oxygen or pressure measurement. Only remove the Port Cap from ports that are being used.)

Note: At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary depending on the pressure settings, patient's breathing pattern, mask selection, and the leak rate.

Warning: If oxygen is used with CPAP/Bi-Level machine, the oxygen flow must be turned off when the CPAP/Bi-Level machine is not operating.

Explanation of Warning: When the CPAP/Bi-Level device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered through the ventilator tubing may accumulate within the CPAP/Bi-Level machine enclosure. Oxygen accumulated in the CPAP/Bi-Level machine enclosure will create a risk of fire.

Warning: Do not smoke while using or in the vicinity of someone using oxygen with this mask.

Warning: Do not use Polyvinyl Chloride (PVC) pressure and/oxygen tubing. Use silicone tubing instead.

Explanation of Warning: Contact with PVC can cause premature cracking of ports.

**MODE D'EMPLOI DU
MASQUE NASAL ACLAIM®2**

LE MASQUE NASAL ACLAIM®2 EST PRÉVU POUR UNE UTILISATION SUR UN PATIENT UNIQUE OU DES PATIENTS MULTIPLES, ADULTES, À QUI À QUI LE MÉDECIN A PRÉSCRIT UN TRAITEMENT CPAP OU DE VENTILATEUR BI-LEVEL.

**MASCARILLA NASAL ACLAIM®2
INSTRUCCIONES DE USO PARA EL PACIENTE**

LA MASCARILLA NASAL ACLAIM®2 PUEDE SER USADA POR PACIENTES MÚLTIPLES O POR UN ÚNICO PACIENTE ADULTO AL CUAL EL MÉDICO HA DIAGNOSTICADO UN TRATAMIENTO CPAP O DE VENTILADOR BI-LEVEL.

**Aclaim®2-NEUSMASKER
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE PATIËNT**

HET ACLAIM®2-NEUSMASKER IS BEDOELD VOOR GEBRUIK BI ÉEN OF MEERDER VOLWASSEN PATIËNTEN DIE NAAR HET OORDEN VAN EEN ARTS MOETEN WORDEN BEHANDEL'D MET EEN CPAP- BI-LEVEL-BEademingstoestel.

**Aclaim®2 NASAL MASK
GEBRUCHSANLEITUNG**

Die Aclaim®2 Nasalmaske ist für den Gebrauch durch einzelne oder mehrere erwachsene Patienten vorgesehen, denen CPAP/Bi-Level Therapie ärztlich verordnet wurde.

**MASCHERA NASALE ACLAIM®2
ISTRUZIONI D'USO PER IL PAZIENTE**

La MASCHERA NASALE ACLAIM®2 È STATA STUDIATA PER L'UTILIZZO CON PIÙ PACIENTI ADULSI O CON UN SOLO PACIENTE, CUI IL MEDICO ABbia PRESCRITO UN TRATTAMENTO DI VENTILAZIONE CPAP O BI-LEVEL.

**MÁSCARA NASAL ACLAIM®2
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA O PACIENTE**

A MÁSCARA NASAL ACLAIM®2 È INDICADA A MÚLTIPLOS PACIENTES ADULTOS OU UM ÚNICO PACIENTE ADULTO QUANDO TENHA PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO VENTILATÓRIO DE DOIS NÍVEIS OU COM CPAP.

COLOCACIÓN DA MÁSCARA

- Remova a tampa plástica da vedação de silicone (C).
- Segure a máscara com uma mão, alongue a cuffia (K) com a mão livre, somente se suficiente para ajustá-la confortavelmente à cabeça.
- Segure delicadamente a máscara contra o rosto cobrindo o nariz e então coloque cuidadosamente a Touca ao redor da cabeça.
- Pegue a Touca à Tira Glider™ (E). Puxe as tiras inferiores o máximo possível para baixo na parte posterior do pescoço. Aperte as tiras com suavidade até eliminar a fenda. Coloque ao equipamento de dois níveis/CPAP ajustado na posição prescrita.
- Aperte a tensão de cima das correias para optimizar o conforto e desaparecer de que não haja fugas.
- Tire as correias inferiores para eliminar toda fuga eventual (evite tensar demasiado as correias).
- Utilize a Vedação de silicone que melhor se adapte ao seu rosto. Vedações nos tamanhos pequeno e grande vêm fornecidas com sua máscara.
- Quando for necessário remover a máscara, desabroche a amarração da corrente Glider™.

DICAS PARA COLOCACAO

- As almofadas frontais devem tocar levemente a testa e não se deve apertar demais as tiras.
- Cozca o rosto, ajuste as tiras inferiores para eliminar eventuais vazamentos.
- Utilize a Vedação de silicone que melhor se adapte ao seu rosto. Vedações nos tamanhos pequeno e grande vêm fornecidas com sua máscara.
- Quando for necessário remover a máscara, desabre a Touca à Tira Glider™.

CONSIGLI PER INDOSARE LA MASCHERA

- I distanziatori frontali devono appoggiarsi delicatamente sulla fronte senza che le cinghie superiori stanchino troppo.
- Se è necessario, stringere le cinghie inferiori in modo da eliminare eventuali perdite di aria.
- Utilizzare la morsa di cinghiale che meglio si adatta al suo viso. Vedazioni nei dimensioni piccolo e grande vengono fornite con la maschera.
- Quando necessario rimuovere la maschera, sganciare la cinghia dalla guida scorrevole Glider™.

DICAS PARA COLOCACAO

- As almofadas frontais devem tocar levemente a testa e não se deve apertar demais as tiras.
- Cozca o rosto, ajuste as tiras inferiores para eliminar eventuais vazamentos.
- Utilize a Vedação de silicone que melhor se adapte ao seu rosto. Vedações nos tamanhos pequeno e grande vêm fornecidas com sua máscara.
- Quando for necessário remover a máscara, desabre a Touca à Tira Glider™.

NETTOIAGE DE VOTRE MASQUE

Pour garantir la sécurité et le confort de votre masque Aclaim®2:

- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :**
 - 1. Laver à la main le masque à l'eau tiède savonneuse. Ne pas immerger plus de 10 minutes. Rincer ensuite à l'eau claire, et laisser sécher à l'abri des rayons du soleil.
- AVANT CHAQUE UTILISATION :**
 - 1. Inspectez la masque en vérifiant que no hay indicaciones de deteriorio. No utilice si está dañinado.
- APRÈS CHAQUE UTILISATION :**
 - 1. Démontez le masque. Laver toutes les pièces à l'eau tiède savonneuse, à l'exception de la mousse (D), du harnais (K) et du diffuseur (G). Ne pas immerger plus de 10 minutes. Rincer ensuite à l'eau claire et laisser sécher à l'abri des rayons du soleil.
 - Le diffuseur (G) ne doit pas être lavé ni rincé. Remplacer s'il est déterioré ou devient bruyant. Il est prévu pour durer 2 ou 3 mois. Des petits points peuvent apparaître sur le diffuseur - cela n'affecte pas ses performances. Le masque Aclaim®2 peut être utilisé avec ou sans diffuseur (G).
- DEPUIS 7 JOURS :**
 - 1. Laver à la main le masque à l'eau tiède savonneuse. Ne pas immerger plus de 10 minutes. Rincer ensuite à l'eau claire, et laisser sécher à l'abri des rayons du soleil.
- ATTENTION :**
 - Ne pas laver le masque plus de 10 minutes.
 - Ne pas laver le masque dans le lave-vaisselle.
 - Ne pas nettoyer le masque avec des produits contenant de l'alcool, des agents antibactériens, des antiseptiques, de l'acide chlorhydrique ou de l'eau de Javel.
 - Ne pas stocker le masque en direct au soleil.
- Le masque précédent sera peut-être déterioré ou dénaturer la masque et accortar su vida útil. Si su Masca Nasal Aclaim®2 se quebra o debilita, deje de usarla y reemplazarla inmediatamente.**

LIMPIEZA DE LA MASCARILLA

Para la seguridad y el confort constante con su Mascarilla Nasal Aclaim®2:

- ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN :**
 - 1. Lavar a mano el máscara con agua tibia con un detergente puro. No dejar en remojo durante más de 10 minutos. Rincón ensuite con agua clara, y dejar secar lejos del sol.
- ANTES DE CADA USO :**
 - 1. Inspección la máscara verificando que no haya indicaciones de deteriorio. No utilice si está dañinado.
- DESPUÉS DE CADA USO :**
 - 1. Lave todos los piezas, excepto la almohadilla de espuma (D), el arnés (K) y el difusor (G) en agua tibia con jabón. No sumergir más de 10 minutos. Rincón ensuite a la agua clara y dejar secar lejos del sol.
 - El difusor (G) no debe ser lavado ni enjuagado. Simplemente reemplazarlo si se vuelve ruidoso o se deteriora. Se debe tener una duración de dos a tres meses. Es posible que aparezcan pequeños puntos sobre el difusor; esto no afecta sus performances. El máscara Aclaim®2 puede ser utilizado con o sin el difusor y la tapa del difusor (G).
- DESPUÉS DE 7 DÍAS :**
 - 1. Lavar a la mano el máscara a la agua tibia con un detergente suave. No sumergir durante más de 10 minutos y rincón a continuación con agua. Dejar secar al aire alejado de la luz solar.
- ATENCIÓN :**
 - No lave el masque más de 10 minutos.
 - No lave el masque en el lavavajillas.
 - No limpie el masque con productos que contienen alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, cloro, lejía o crema hidratante.
 - No guarde el masque donde el sol directamente.
- Algunas acciones anteriores pueden deteriorar o dañar la máscara y acortar su vida útil. Si su Mascarilla Nasal Aclaim®2 se quebra o debilita, deje de usarla y reemplazarla inmediatamente.**

UW MASKER OPZETTEN

- Verwijder de kunststof beschermhoes van de siliconenafdekking (C).
- Houd uw masker in de ene hand vast en rek de hoofdband (K) met de andere hand enigszins op zodat deze gemakkelijk over uw hoofd past.
- Hou de hoofdband tegen de achterkant van je gezicht, die nu bedekt is, en zet de touw langs het hoofd over de bovenkant van je hoofd.
- Befestig de hoofdband aan de Glider™ band (E). Zet de onderste bandjes zo laag mogelijk in uw nek. Trek de slappe gedeelten van de bandjes voorzichtig strak. Sluit het masker aan op het CPAP/Bi-level-toestel dat is ingesteld op de voorgeschreven druk.
- Pas de spanning van elk bandje aan zodat het masker comfortabel zit en zorg dat er geen lucht kan weglekken.
- Trek de onderste bandjes zo nodig strakker om eventuele lekkages op te heffen (de bandjes niet te strak aantrekken).
- Verwijder de siliconenafdekking die bij u de beste pasvorm oplevert. Zowel Small als Large worden hierbij meegeleverd.
- Houd de hoofdband van het Glider™ bandje als u uw masker moet verwijderen.

PASTIPS

- De voorhoofdkussentjes dienen zachtjes op het voorhoofd te rusten zonder dat de bandjes daarbij te strak worden aangegetrokken.
- Als er nog sprake is van lekkage door de bovenste bandjes voorzichtig te hebben aangespannen, dient het masker een stukje van het gezicht te worden gespannen, zodat de bandjes worden losgemaakt. Hierdoor valt de siliconenafdekking zich met lucht. Laat het masker vervolgens weer op het gezicht rusten.

TIPPS FÜR GÜTEN SITZ

- Die Stirnpolster sollten leicht auf der Stirn aufliegen, ohne dass die Kopfbänder zu fest gezogen werden.
- Wenn nach einem Festziehen die unteren Banden noch Spannung haben, kann die Silikonabdeckung leicht abrutschen.
- Die Silikonabdeckung, die Ihnen die beste Passform gibt, entfernen Sie bitte. Es gibt zwei Größen.
- Um das Kopfband vom Glider™ Band zu lösen, ziehen Sie es einfach vom Kopf.

CONSIGLI PER INDOSARE LA MASCHERA

- I distanziatori frontal devono appoggiarsi delicatamente sulla fronte senza che le cinghie superiori stanchino troppo.
- Se è necessario, stringere le cinghie inferiori in modo da eliminare eventuali perdite di aria.
- Utilizzare la morsa di cinghiale che meglio si adatta al suo viso. Vedazioni nei dimensioni piccolo e grande vengono fornite con la maschera.
- Quando necessario rimuovere la maschera, sganciare la cinghia dalla guida scorrevole Glider™.

REINIGEN DER MASKE

Voor een aanhoudend veilig en comfortabel gebruik van uw Aclaim®2 masker:

- VOOR HET EERSTE GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in einer Lösung aus zuiver zeep en lauw water. Nier langer dan 10 Minuten in de oplossing laten liggen, vervolgens uitspoelen met schoon water en laten drogen (niet in dezon leggen).
- VOOR ELK GEbruIK:**
 - Untersuchen Sie die Maske auf Beschädigungen und verwenden Sie sie nicht, wenn sie Schaden aufweist.
- NACH JEDEM GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einweichen. Spülen Sie dann gründlich in klarem Wasser ab. Lassen Sie es vor Sonneninstrahlung geschützt trocknen.
- VOOR ELK GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser und ausspielen Sie es mit klarem Wasser ab. Lassen Sie die Tiefe nicht länger als 10 Minuten einweichen. Wischen Sie das Schaumstoffpolster mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab und lassen Sie es trocknen.
- NACH JEDER GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser und ausspielen Sie es mit klarem Wasser ab. Lassen Sie die Tiefe nicht länger als 10 Minuten einweichen. Wischen Sie das Schaumstoffpolster mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab und lassen Sie es trocknen.
- VOOR DÖGELIJKS:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einweichen. Spülen Sie es dann gründlich in klarem Wasser ab. Lassen Sie es vor Sonneninstrahlung geschützt trocknen.
- OM DÉ 7 DAGEN:**
 - Laten de hoofdband van de hand in een oplossing van zuiver zeep en lauw water. Niet langer dan 10 minuten in de oplossing laten liggen, vervolgens uitspoelen met schoon water en laten drogen (niet in dezon leggen).
- VOOR DE WINTER:**
 - De masker niet langer dan 10 minuten in de oplossing liggen.
 - De masker niet in de wasmachine.
 - Reinig het masker niet met producten die alcohol, antibacteriële of antisепtische middelen, bleekmiddel, chloor of wachtkombinerende middelen bevatten.
 - Berg het masker niet op een plek waar direct zonlicht kon komt.
- Als voorwaarde voor goedheden niet in recht worden genomen, kan het masker beschadigen of zijn hielbaarheid vermindert. Als uw Aclaim®2 neusmasker zwart wordt of bartsje vertoont, gebruik het dan niet meer en vervang het onmiddellijk.**

REINIGEN DER MASKE

Um die anhaltende Sicherheit und den Komfort ihrer Aclaim®2 Maske zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- VOR DEM ERSTEN GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einweichen. Spülen Sie es dann gründlich in klarem Wasser ab. Lassen Sie es vor Sonneninstrahlung geschützt trocknen.
- VOR JEDER GEbruIK:**
 - Untersuchen Sie die Maske auf Beschädigungen und verwenden Sie sie nicht, wenn sie Schaden aufweist.
- NACH JEDER GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser und ausspielen Sie es mit klarem Wasser ab. Lassen Sie die Tiefe nicht länger als 10 Minuten einweichen. Wischen Sie das Schaumstoffpolster mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab und lassen Sie es trocknen.
- NACH JEDER GEbruIK:**
 - Waschen Sie das Kopfband von Hand in lauw warmen Seifenwasser und ausspielen Sie es mit klarem Wasser ab. Lassen Sie die Tiefe nicht länger als 10 Minuten einweichen. Wischen Sie das Schaumstoffpolster mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab und lassen Sie es trocknen.
- DOPO OGNI USO:**
 - Lavare tutte le pezzi con acqua tiepida e sapone. Non lasciare in immersione per più di 10 minuti; risciacquare con acqua fredda e lasciare asciugare lontano dai raggi diretti del sole. Strofinare il cuscinetto in gomma con un panno umido e asciugare.
 - DOPO OGNI USO:**
 - Non dovrà essere lavato né risciacquato. Se è stato usato con nebbie, salvielo e asciugalo. Se è stato usato con aria secca, salvielo e asciugalo. Non dovrà essere risciacquato con acqua calda o fredda.
 - DOPO OGNI USO:**
 - Lavare tutte le pezzi escluso la Almofada di Espuma (D), la Touca (K) e lo Diffusore (G) con sabão neutro dissolvido em água morna. Não deixe por período maior que 10 minutos. Em seguida, enxague com água corrente e deixe secar ao abrigo do sol.
 - OGNI 7 DÍAS:**
 - Lavar a mano a touca com sabão neutro dissolvido em água morna. Não deixe de molho por período maior que 10 minutos, em seguida enxague com água corrente e deixe secar ao abrigo do sol.

ZUSETZEN DER MASKE

Um die Aclaim®2-Maske wird vollständig zusammengebaut und einsatzbereit geöffnet. Wannever reicht die Reinigen Reihenfolge. Seien Sie bitte nach diesen Anweisungen zu vorsichtigen:

Seien Sie auch die Abbildung links an.

 - Legen Sie das Schaumstoffpolster (D) auf die Basismaske (A).
 - Beginnen Sie mit der oberen Seite der Maske, montieren Sie das Cuscinetto in gomma (C) über dem Schaumstoffpolster und über die Basismaske, indem Sie oben an der Basismaske beginnen und unten abschließen.
 - Bringen Sie das kleinere Ende des Flexischlauchs (B) an der Basismaske an.
 - Bringen Sie das Ausatemluft-Ventilettahle (E) in die Ausatemluft-Ventilettahle (F) und befestigen Sie diese beiden Teile zusammen an der Basismaske.
 - Legen Sie das Kopfband (K) flach mit der Schlauchseite nach unten. Legen Sie die zusammengesetzte Maske über das Kopfband und befestigen Sie die fünf Bänder an den entsprechenden Schlitzen an der Stirnstütze (I) und am Glider™ Band (E). Maak tot slot het bandje aan de Flexilite vast aan het bovenste bandje.

ZUSAMMENSEZEN DER MASKE

Ihr Aclaim®2-Maske wird vollständig zusammengebaut und einsatzbereit geöffnet. Wannever reicht die Reinigen Reihenfolge. Seien Sie bitte nach diesen Anweisungen zu vorsichtigen:

Seien Sie auch die Abbildung links an.

 - Legen Sie das Schaumstoffpolster (D) auf die Basismaske (A).
 - Beginnen Sie mit der oberen Seite der Maske, montieren Sie das Cuscinetto in gomma (C) über dem Schaumstoffpolster und über die Basismaske, indem Sie oben an der Basismaske beginnen und unten abschließen.
 - Bringen Sie das kleinere Ende des Flexischlauchs (B) an der Basismaske an.
 - Bringen Sie das Ausatemluft-Ventilettahle (E) in die Ausatemluft-Ventilettahle (F) und befestigen Sie diese beiden Teile zusammen an



