

## Simplicité et **performance**



**1** geste. **1** solution. **1** masque pour tous.

Équilibre entre innovation technologique et convivialité, le Mirage™ FX est la solution que vous attendiez, associant performance, facilité d'emploi et qualité.

### Les avantages pour vous ...

Grâce au Mirage FX, un masque capable de s'adapter à de nombreuses particularités faciales, la taille se définit en une seule étape ... Le Mirage FX est ainsi un masque conçu pour convenir à tous les patients, quelles que soient leurs spécificités.

La mise en place et l'ajustement du Mirage FX sont si intuitifs et faciles que vos patients pourront le mettre en un rien de temps. Comme le masque comprend seulement quatre composants, harnais y compris, vous pourrez également réduire le temps consacré à la gestion des stocks.

**Mirage FX – Faites-en le numéro 1 de vos masques.**

### ... et pour vos patients

La bulle Spring Air™ du Mirage FX assure une distribution uniforme de la pression et ainsi le confort de vos patients. Par ailleurs, elle repose en douceur sur l'arête nasale, ménageant ainsi cette zone souvent source d'inconfort.

Vos patients trouveront également que le Mirage FX est un masque convivial : il est facile à nettoyer, à porter et à ajuster. Léger, il ne risque pas non plus de leur peser sur le nez.

**Mirage FX – L'essayer, c'est l'adopter.**



**Mirage™ FX**  
MASQUE NASAL

Le Mirage FX vous offre tout ce que vous attendiez dans un seul masque.

## 1 geste facile

Grâce aux réglages intuitifs, vous gagnez du temps, et pratiquement tous vos patients peuvent ajuster correctement leur masque dès la première tentative.

## solution simple

Le Mirage FX est LA solution que vous attendiez, associant performance, facilité d'emploi et qualité.

## masque pour tous

Grâce au Mirage FX, vous pourrez appareiller un plus grand nombre de patients avec un seul masque, vous permettant de gagner du temps mais aussi de réduire les coûts et le nombre de visites par patient.


**Harnais moulant** prêt à l'emploi



**Les bords SoftTouch** reposent en douceur sur le visage, réduisant marques et inconfort



**Les pattes d'attache du coude** permettent de le fixer à l'entourage rigide et de l'en retirer par simple pression



**Le support frontal flexible à ailes** offre de nombreuses possibilités de mise en place et d'ajustement

**L'entourage léger et résistant** est assez rigide pour maintenir le masque contre le visage, et suffisamment souple pour amortir les mouvements du patient pendant son sommeil

**La bulle à double jupe Spring Air** assure une distribution uniforme de la pression et repose en douceur sur l'arête nasale, ménageant ainsi cette zone sensible souvent source d'inconfort

**La répartition des orifices de ventilation** permet de diffuser l'air en douceur et en silence, sans gêne pour le conjoint

**Les boucles du harnais** simplifient sa fixation et son retrait et permettent de conserver les réglages du harnais une fois définis

Code produit

Mirage FX

62100

**Mirage™ FX**  
MASQUE NASAL

**Distribué par :** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - [CE REP] ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Mirage et Spring Air sont des marques commerciales de ResMed Ltd et sont déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques commerciales.

**Mirage™ FX - Indications :** Masque nasal destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation par des patients adultes à qui une pression positive a été prescrite. Usage multiple par un seul patient à domicile ou usage multiple par plusieurs patients en milieu hospitalier. - **Dispositif médical de classe :** IIa. - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123. - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif. - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). © 2013 ResMed Ltd. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. 1014371/2 2013-03