

Mirage Micro™

MASQUE NASAL

ETANCHEITE RECONNUE, AJUSTEMENT PARFAIT

Ce masque ResMed de la dernière génération procure ajustement personnalisé, étanchéité et confort pour un plus grand nombre de patients.

Associée à la bulle à double jupe éprouvée Mirage™, la molette de réglage MicroFit™ du masque permet d'obtenir un ajustement personnalisé pour chaque patient. Facile à utiliser aussi bien pour les professionnels que pour les patients, le Mirage Micro marque un nouveau repère dans l'évolution des masques nasaux.


La molette de réglage MicroFit
offre 24 positions pour optimiser
l'ajustement, l'étanchéité et le confort

Le support frontal rationalisé
procure un champ de vision ouvert
grâce à son design esthétique et stylisé

Les orifices de ventilation silencieux
réduisent le bruit au minimum ;
cache amovible pour faciliter
le nettoyage

Le coude pivotant 360°
permet de choisir la position du
tuyau pour un confort maximum


La configuration du coude
facilite le rinçage du CO₂
et réduit le niveau sonore




La bulle Mirage à double jupe
réduit la pression au niveau
de l'arête nasale et optimise
l'étanchéité ; la patte d'attache
permet de facilement retirer la bulle
de l'entourage rigide

Les clips du harnais Set-and-forget
permettent de ne pas avoir à
réajuster le harnais une fois le
réglage optimal trouvé et sont
faciles à manipuler

La pièce pivotante
permet de facilement raccorder et
détacher le circuit respiratoire





GROS PLAN TECHNOLOGIQUE

Molette de réglage MicroFit

Choix de 24 positions au bout des doigts : ajustement efficace et confortable pour un plus grand nombre de patients

- **Ajustable** : peut s'ajuster facilement même sur le visage du patient
- **Précise** : chaque tour de molette permet d'affiner l'ajustement du support frontal
- **Progressive** : s'avance vers le visage, permettant au patient de déterminer quand l'ajustement lui convient le mieux
- **Fonctionne parallèlement à la bulle** : la bulle à double jupe s'adapte au visage au fur et à mesure de l'ajustement de l'angle du masque à l'aide de la molette, et procure ainsi une étanchéité améliorée sans serrage excessif du harnais

AVANTAGES POUR LE PATIENT

Facilité d'emploi

- Design de masque convivial pour faciliter la manipulation, le nettoyage, le montage et le démontage
- La molette MicroFit est facile à régler d'une seule main, même en étant allongé
- Le cache des orifices de ventilation peut être retiré pour un nettoyage facile et hygiénique

Personnalisation de l'ajustement et du confort

- La molette de réglage MicroFit permet d'affiner le réglage du masque selon les particularités de chaque patient
- La bulle Mirage à double jupe est disponible en cinq tailles, y compris une nouvelle taille Petit, pour convenir à un plus grand nombre de patients
- Le design profond de l'entourage rigide permet au masque de s'adapter à un plus grand nombre de structures nasales

Silencieux, esthétique et stylisé

- La multitude de petits orifices de ventilation intégrés évacue l'air en silence
- Dimensions, matières utilisées, tout concourt à la légèreté du masque

AVANTAGES POUR LES PROFESSIONNELS

Ajustement parfait dès la première tentative pour la plupart des patients

- L'association de la molette de réglage MicroFit à la bulle à double jupe permet d'obtenir un ajustement parfait dès la première tentative pour une grande variété de structures faciales
- Les cinq tailles de bulle, y compris une nouvelle taille Petit (bulle et entourage rigide), conviennent à un plus grand nombre de patients

Optimisation des coûts et du temps

- Réduction du temps d'ajustement et de formation : l'étanchéité s'obtient rapidement grâce à la molette et à la bulle
- Réduction du nombre de plaintes et de retours grâce à la facilité d'utilisation et d'ajustement
- Réduction des stocks : deux tailles d'entourage rigide pour cinq tailles de bulle ; cinq bulles et seulement trois codes produit

Satisfaction et observance des patients

- Augmentation de l'acceptation du traitement grâce à l'ajustement parfait dès la première tentative
- Personnalisation de l'ajustement, du confort et de l'étanchéité pour favoriser l'observance à long terme
- Pièces du masque conçues pour un montage et un démontage rapides et aisés
- Kit d'information complet pour le patient avec sac de transport, guide utilisateur et instructions d'entretien



CODES PRODUIT

Masque nasal Mirage Micro

France

Petit	16353
Médium et Large	16354
Large-Wide et X-Large	16355