

Dormir en toute tranquillité sur des coussins d'air



La liberté... avec des fonctions supplémentaires

- ⊕ **Q Cover** pour un fonctionnement plus silencieux
- ⊕ **Deux choix de harnais** pour l'adaptabilité
- ⊕ Et toujours une **taille de masque pratique** avec seulement trois composants à nettoyer


Voilà exactement ce que vous souhaitez : un masque nasal à coussins d'air, plus silencieux, avec harnais réglable ou Stretchwise™. Cette gamme améliorée garantit un fonctionnement plus silencieux, une diffusion d'air moindre et s'adapte à un plus grand nombre de tours de tête.

Masque nasal à coussins d'air pour PPC parmi les plus légers (55 grammes),* le F&P Pilairo Q est plus silencieux pour le patient et aussi plus performant. Sa conception intelligente intègre la jupe AirPillow™ auto-gonflable et propose deux harnais afin de satisfaire davantage de patients. Offrez donc à vos patients la liberté de mouvement et une stabilité tout à fait fiable.

*F&P Pilairo Q avec harnais Stretchwise



Le F&P Pilairo Q a été amélioré pour satisfaire davantage les patients. Conçu pour le confort, l'étanchéité et la simplicité d'utilisation, le F&P Pilairo Q est un masque nasal à coussins d'air très efficace fait de seulement trois composants principaux et deux petits harnais.



Trois composants principaux :

1. Jupe AirPillow

La jupe AirPillow présente de fins contours 3D en silicone d'épaisseur variable (VTS™) et utilise la pression de la PPC pour l'auto-gonflage afin de créer une étanchéité efficace mais confortable sur et autour du nez. La jupe AirPillow peut bouger et se déformer dans n'importe quelle direction sans compromettre l'étanchéité du masque.

2. Harnais : réglable ou Stretchwise

a. Harnais réglable

Ce harnais ergonomique a été conçu pour s'adapter à un plus grand nombre de tours de tête et peut être ajusté pour le confort du patient.

b. Harnais Stretchwise – une autre option

Fabriquée en matière élastique souple sans latex avec des propriétés d'élasticité intelligentes, ce petit harnais s'adapte automatiquement au patient pour un positionnement rapide et facile.

3. Coque Easy Frame

Cette coque profilée, stable, résistante et de petite taille, libère le champ de vision. Le circuit d'alimentation est léger, très flexible et conçu pour limiter la pression ou la traction sur le visage. Les stabilisateurs constituent le support de la jupe AirPillow et permettent au masque d'être stable.

a. Q Cover

Pour un fonctionnement plus silencieux¹ et une diffusion d'air minimale.

b. Rotule

La rotule bouge librement tout en limitant la traction du tuyau de la PPC.

¹ Le niveau de pression acoustique du masque avec Q Cover est de 23,6 dBA, avec une incertitude de 2,5 dBA.



Confort



Étanchéité



Simplicité d'utilisation

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical : Classe IIa Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire

Références pour vos commandes

400421	F&P Pilairo Q – avec harnais réglable et harnais Stretchwise	400HC565	Masque nasal à coussins d'air F&P Pilairo Q (sans harnais)	400HC588	Attaches et boucle pour harnais F&P Pilairo Q
400HC125	Jupe AirPillow F&P	400HC229	Couvercle du raccord coudé et diffuseur F&P Pilairo Q (lot de 10)	400HC224	Embout femelle
400HC328	Harnais réglable et Stretchwise (assortiment) F&P Pilairo Q – É-U uniquement	400HC326	Harnais réglable F&P Pilairo Q – hors États-Unis	400HC322	Harnais Stretchwise F&P Pilairo Q – hors États-Unis